

Wichtige Information zum Barcode

Sehr geehrte Frau Doktor,
sehr geehrter Herr Doktor,
sehr geehrtes Praxisteam,

11.01.2018

wir vereinfachen Ihre Abläufe. Ab Montag, den 15. 01. 2018 stellen wir für beide Labore, sowohl für das Facharztlabor MVZ Labor Saar als auch die Laborgemeinschaft Saar, auf **einen** Barcode um.



Barcode-Blöcke

- Bestehen aus einzelnen Etikettensätzen
- Bei Aufträgen und Proben vom gleichen Patienten muss **nur noch 1 Etikettensatz** für das Facharztlabor und für die Laborgemeinschaft verwendet werden

! Ausnahme sind Aufträge für einen Patienten mit 2 verschiedenen Abrechnungsarten, z.B. wenn für einen Patienten gleichzeitig Laborleistungen per Überweisungsauftrag auf Muster 10/ Muster 10A (EBM) angefordert werden und zusätzlich ein IGeL-Auftrag (GOÄ) erteilt wird.

Ein Etikettensatz besteht aus


- 1. 8 Barcode-Etiketten
- 2. 3 Nummern-Etiketten
- 3. 1 Namens-Etikett
- 4. 1 Barcode-Etikett für ihr Laborbuch

Nummern-Etiketten dienen der

- Zuordnung weiterer Begleitscheine oder zusätzl. Probengefäße wenn die Barcode-Etiketten aufgebraucht sind.

Der Zusatz „Schein“ auf den Barcode-Etiketten entfällt. Da alle Barcodes eines Etikettensatzes die gleiche Information enthalten ist es unwesentlich welcher Barcode auf den Schein oder das Röhrchen geklebt wird. Die noch vorhandenen Barcode-Rollen/Blöcke können Sie selbstverständlich weiter benutzen und aufbrauchen sowie die unterschiedlichen Versandtaschen für MVZ Labor Saar und Laborgemeinschaft Saar. Danach benötigen Sie nur noch eine Versandtasche für beide Labore. In der Handhabung (Bekleben der Proben und Auftragschein) gibt es keine Änderungen.

Anforderung von Akut-Parametern / Eilt-Fälle



- Unsere Eilt-Tüte (MVZ Labor Saar + LG) für „eilig“ angeforderten Laborparameter, die dringend für eine schnelle Diagnosefindung bei einem Patienten wichtig sind.

Was ist zu tun?

1. Eilt auf Auftragschein markieren +
2. Probe und Auftrag in eine Eilt-Tüte verpacken

Nur so ist gewährleistet, dass die Probe an allen Laborarbeitsplätzen als „eilig“ erkannt und bevorzugt abgearbeitet wird. Bitte stellen Sie sicher, dass unser bevorzugt und eilig erstellter Befund Sie auch erreichen kann:

- Fax eingeschaltet? Mit Papier versorgt? Praxis besetzt?
- Telefonisch erreichbar? Ggf. Mobilfunknummer des Praxisinhabers deutlich lesbar auf dem Auftrag vermerken.
- Wenn Praxis nicht besetzt, wohin und wie soll der Befund übermittelt werden? Bitte nutzen Sie hierzu unser Formblatt **Befundmitteilungen in der Urlaubszeit / in Abwesenheit**.

Nachforderungen von Untersuchungen aus bereits eingegangenen Proben

Wir bewahren für Sie Serum + Plasmaproben bis zu 10 Tagen und EDTA Proben 3 Tage so besteht die Möglichkeit, Untersuchungen aus dem jeweiligen Probenmaterial nachzufordern. Vorausgesetzt die Lagerzeit der Probe hat keinen negativen Einfluss auf die Qualität der Analytik, daher sollten Nachforderungen so zeitnah wie möglich an uns gerichtet werden.

Bitte nutzen Sie für die LG hierzu unser Anforderungsformular „Nachforderungen“. Für MVZ Labor Saar, benötigen wir einen weiteren Überweisungsschein.

Bestellung Barcode-Etiketten und „Eilt-Tüten“

Materialwirtschaft : 06894 9550-440
oder kostenfrei per Fax: 0800 1112453

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Labor Team